



## معرف فسفولیپیدی آزمون aPTT Product Code: PR9161

### موارد استفاده:

این معرف برای سنجش نسبی فاکتورهای مسیر داخلی انعقاد خون بر اساس آزمون aPTT با استفاده از فعال کننده الاجیک اسید است.

### مقدمه و اساسی آزمون:

از آزمون aPTT برای غربالگری و همچنین سنجش کمی فاکتورهای مسیر ذاتی انعقاد استفاده می‌شود. این آزمون ساده به نقصان تمام فاکتورهای انعقادی پلاسما غیر از فاکتور ۷ حساس است. باین حال aPTT عمدتاً جهت تشخیص نقص در فاکتورهای ۸، ۹، ۱۱، ۱۲ و فاکتور پری‌کالکیرین استفاده می‌شود. همچنین، از آنجاکه زمان طولانی انعقاد مستقیماً با افزایش مقدار هیپارین ارتباط دارد، معمولاً aPTT برای پیگیری درمان با هیپارین قابل استفاده است.

آزمون aPTT با افزودن این معرف به نمونه مورد آزمایش انجام می‌گیرد. جهت فعال سازی بهینه، مخلوط این دو، برای مدت ۳ دقیقه در دمای  $37^{\circ}\text{C}$ ، انکوبه و در نهایت با افزودن محلول کلرید کلسیم، زمان تشکیل لخته ثبت می‌شود. محلول کلرید کلسیم با کد محصول CS9161 از این شرکت قابل تهیه است.

### معرف فسفولیپیدی aPTT:

این معرف به صورت آماده مصرف است.

محتویات معرف: فسفولیپید، اسید الاجیک، فنل، بافر، نمک، پایدار کننده و نگهدارنده.

### شرایط نگهداری:

معرف در دمای  $2-8^{\circ}\text{C}$ ، نگهداری و از یخ زدگی آن جلوگیری شود. ویال باز نشده تا اتمام تاریخ مصرف و ویال باز شده تا ۳۰ روز در دمای  $2-8^{\circ}\text{C}$  قابل استفاده است. در نگهداری طولانی مدت ممکن است رسوب ایجاد شود که با تکان دادن آرام معرف از بین می‌رود. نتایج اشتباه، مقادیر کنترل کیفی بیرون از محدوده یا تغییر رنگ محصول ممکن است نشان دهنده فساد معرف باشد.

**جمع آوری نمونه:** برای آزمون‌های انعقادی توصیه می‌شود از ضدانعقاد تری سدیم سیترات ۳/۲ درصد (وزنی/حجمی) استفاده شود. از پلاسمای دارای همولیز و یا آغشته با مایعات بافتی استفاده نشود. نمونه‌هایی که حجم آن‌ها از ۹۰ درصد مقدار مورد نیاز برای آزمون کمتر است، رد شوند. برای تهیه پلاسما، خون را به مدت ۱۵ دقیقه در شتاب  $1500\text{g}$  سانتریفیوژ کنید. اگر نمونه پلاسما در دمای  $22-24^{\circ}\text{C}$  نگهدای می‌شود بایستی آزمون در عرض ۲ ساعت انجام گیرد.

• در مخلوط کردن خون با ضدانعقاد تأخیر نشود.

• از تشکیل کف بر روی نمونه اجتناب گردد.

• فقط از ظروف پلاستیکی یا شیشه‌ای سیلیکونه استفاده شود.

• نمونه‌های کدر، ایکتریک (زرد پررنگ یرقان)، لیپمیک و همولیز شده ممکن است نتایج اشتباه ایجاد کنند.

• انجماد و ذوب پلاسمای حاوی سلول‌های باقیمانده، موجب آسیب غشای سلولی می‌شود و نتایج را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

• برای نمونه‌های پلاسما با همتوکریت بیرون از محدوده ۲۰ تا ۵۵ درصد بهتر است مقدار ضدانعقاد به طور مناسب تنظیم شود.

### روش انجام آزمایش:

مواد و لوازم فراهم شده: معرف فسفولیپیدی آماده که به صورت بسته‌های زیر قابل عرضه است:  $10 \times 4\text{ ml}$  یا  $10 \times 4\text{ ml}$  و  $10 \times 10\text{ ml}$  یا  $10 \times 10\text{ ml}$

**مواد و لوازم مورد نیاز که فراهم نشده است:** محلول کلرید کلسیم، کرومومتر یا تایمر، سمپلر ۱۰۰ میکرولیتر دقیق، پلاسمای کنترل نرمال و غیرنرمال.

این معرف برای استفاده دستی یا دستگاهی (مکانیکی، نوری، نفلومتری) مناسب است.

برای استفاده در روش دستی:

ابتدا محلول کلرید کلسیم را در دمای  $37^{\circ}\text{C}$  گرم نمایید.

مقدار  $0.1\text{ ml}$  از پلاسما را داخل کووت یا لوله گاما ریخته و در  $37^{\circ}\text{C}$  گرم کنید.

مقدار  $0.1\text{ ml}$  از معرف را به پلاسما، اضافه و مخلوط کنید.

به منظور فعال سازی، مخلوط معرف-پلاسما را ۳ دقیقه در  $37^{\circ}\text{C}$  انکوبه نمایید. جهت هماهنگی نتایج، زمان فعال سازی تمام نمونه‌ها یکسان در نظر گرفته شود.

مقدار  $0.1\text{ ml}$  از محلول کلرید کلسیم گرم شده به مخلوط معرف-پلاسما، اضافه و بلافاصله زمان تشکیل لخته را اندازه گیری نمایید.

### نتایج:

زمان انعقاد برای هر پلاسما باید با دقت  $0.1$  ثانیه گزارش شود. همچنین محدوده مرجع نرمال می‌تواند جهت مقایسه گزارش شود. به هیچ وجه نتایج نمونه بیمارانی نسبت به زمان انعقاد کنترل پلاسمای تجاری تصحیح و گزارش نشود. کنترل‌ها باید تنها برای اطمینان از کیفیت سیستم آزمون استفاده شوند.

محدوده طبیعی آزمون **۲۷ تا ۳۸** ثانیه است که این زمان می‌تواند بر اثر عواملی دچار تغییر شود.

### محدودیت‌ها:

فرآیند انعقاد شامل مجموعه‌ای از واکنش‌ها است که تحت تأثیر انواعی از شرایط و متغیرها قرار دارد. این متغیرها باید کنترل شوند تا نتایج تکرار پذیر گردد.

### محدودیت تکنیکی:

• اگر پلاسما در معرض هوا باشد ممکن است pH آن تغییر کند، بنابراین درب نمونه‌ها کاملاً بسته باشد.

• این معرف برای کار در دمای  $37^{\circ}\text{C}$  طراحی شده است. بنابراین دمای انکوباسیون باید به طور مرتب کنترل شود.

• تمامی لوازم آزمایشگاهی باید تمیز و عاری از هرگونه مواد شیمیایی و شوینده باشد.

• جهت نگهداری مناسب، همیشه از راهنمای کارخانه سازنده معرف پیروی نمایید.

### مواد مداخله گر:

• اگزالات سدیم، EDTA و هیپارین ضد انعقاد‌های مناسبی برای آزمون aPTT نیستند.

• گزارش شده است که داروهای خوراکی ضد بارداری، استروژن، داروهای کومارینی، هیپارین، اسپارژیناز، نالوکسان و بارداری نتایج آزمون aPTT را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

### کنترل کیفی:

به منظور کنترل کیفی معرف می‌توان از سطوح پلاسمای کنترل ۱، ۲ و ۳ نرمال و غیرنرمال تجاری موجود در بازار به همراه نمونه‌های بیمارانی استفاده کرد. بهتر است یک کنترل نرمال و حداقل یک کنترل غیرنرمال ابتدای آزمون‌های هر روز استفاده شود.

**"هر آزمایشگاه می‌بایست محدوده نرمال آزمایش را با توجه به شرایط انجام آزمایش تعیین نماید"**

- آزمایشگاه می‌بایست در هر بار استفاده از معرف با انجام فرآیند کنترل کیفیت از صحت نتیجه آزمایش اطمینان حاصل نماید.

- برای بیمارانی بستری در بیمارستان که تحت درمان با هیپارین هستند و نتیجه آزمایش aPTT در مانیتورینگ و تنظیم دوز دارویی آنان تأثیرگذار است، در هر بار استفاده از معرف استفاده از پلاسمای کنترل تجاری معتبر در دو سطح Normal و High الزامی است.

- حساسیت معرف نسبت به کمبود فاکتورهای VIII و IX و وجود مهارکننده‌هایی مانند لوپوس آنتی کوآگولانت (LPA)، مناسب ولی نسبت به وجود هیپارین در نمونه بیمارانی بستری و تحت درمان، پایین است.

**"آزمایشگاه می‌بایست در فرآیند تصدیق هر سری ساخت معرف، در پتل نمونه های انتخابی از تعدادی نمونه با نتیجه بالای ۱۰۰ ثانیه نیز در مقایسه با یک معرف معتبر و برند متفاوت دیگر استفاده نماید" .**

### ویژگی‌ها و کار آیی :

**حساسیت به هیپارین:** خاصیت ضد انعقادی هیپارین به فاکتورهای بسیاری از جمله میزان کافی آنتی ترومبین III، فعال سازی پلاکت‌ها و متعاقب آن رهایش فاکتور ۴ پلاکتی طی نمونه‌گیری، حضور سایر داروها، سرعت متابولیسم هیپارین، نحوه تجویز و مصرف هیپارین و تأخیر در انجام آزمون بستگی دارد. در صورتی که این متغیرها شناسایی شوند، آزمایشگاه می‌تواند حساسیت نسبی معرف به هیپارین را با اضافه کردن مقادیر مشخص از هیپارین به پول پلاسمای نرمال و انجام آزمون aPTT، تعیین کند. برای مثال، نتایج حساسیت به هیپارین یک سری ساخت معرف شرکت با دستگاه نوری در جدول ۱ آمده است. از آنجاکه اختلافات حساسیت به هیپارین می‌تواند ناشی از برندهای مختلف هیپارین، منشأ بافتی و اشکال نمکی آن باشد، توصیه می‌شود هر آزمایشگاهی منحنی حساسیت به هیپارین خود را با استفاده از منبع یکسان هیپارین استفاده شده در درمان بیمارانی موسسه یا منطقه ایجاد کند.

### تعیین دامنه درمانی با هیپارین:

دامنه aPTT برای هیپارین درمانی باید در هر آزمایشگاه با تعیین دامنه aPTT مربوط به محدوده غلظت هیپارین توصیه شده، ترجیحاً با استفاده از پلاسمای بیمارانی تحت درمان هیپارین تعیین شود.

دامنه aPTT درمانی که با استفاده از پلاسما افراد عادی با غلظت هیپارین مشخص در آزمایشگاه تعیین می‌شود، معمولاً بیشتر است اما به طور کلی قابل قبول است.

پیشنهاد می‌شود که حساسیت aPTT با انجام آزمون در مخلوط‌های مختلف پلاسمای طبیعی و پلاسمای ناقص مورد بررسی قرار گیرد. هنگام استفاده از منابع مختلف پلاسمای لیوفیلیزه یا فریز شده و یا از تولیدکنندگان مختلف، نتایج به‌دست آمده متفاوت است.

پلاسمای کنترل طبیعی و پلاسماهای ناقص لیوفیلیزه با یک میلی‌لیتر آب مقطر محلول سازی شوند. رقت‌های پلاسمای نرمال و پلاسمای ناقص با نسبت‌های زیر برای دستیابی به دامنه بین ۹۰-۱۰۰ IU/DL و >۱ فعالیت تهیه گردند.

10: 0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9, 0:10

نتایج به‌دست‌آمده از رابطه aPTT - Factor Activity یک نمودار غیر خطی خواهد بود.

### توجه:

مقادیر هپارین جزء جزء نشده (unfractionated) با دوز اندک که به‌صورت زیر جلدی جهت پیشگیری (مثلاً ۵۰۰ واحد دو بار در روز) استفاده می‌شود، توسط آزمون‌های انعقادی پایش نمی‌گردد زیرا مقادیر با دوز اندک جزء جزء نشده، آزمون‌های aPTT و PT را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. تعداد پلاکت جهت شناسایی و تشخیص کاهش پلاکت ناشی از مصرف هپارین بایستی تحت بررسی دوره‌ای قرار گیرد. سطوح درمانی هپارین (با دوز کامل) که برای درمان ترومبوز ورید عمقی (DVT) و سایر موارد استفاده می‌شود، زمان aPTT را طولانی می‌کند. هنگامی که aPTT به‌طور چشمگیر طولانی شود، طولانی شدن خفیف‌تر PT نیز بسته به نوع معرف PT اغلب مشاهده می‌گردد. در موارد درمان با دوز بالای هپارین، مانند جراحی بای پس قلبی-ریوی، aPTT به حدی طولانی می‌شود (بیشتر از ۱۵۰ ثانیه) که لخته شدن در نمونه آزمایش رخ نمی‌دهد، از این رو به‌جای آن از آزمون زمان فعال شده لخته سازی (Activated Clotting Time) استفاده می‌شود.

در موارد کمبود یک فاکتور به‌تنهایی، aPTT تنها زمانی طولانی‌تر از حد طبیعی می‌شود که فاکتور مورد نظر به حدود ۱۵ تا ۴۵ درصد میزان طبیعی کاهش یابد. مقدار طبیعی aPTT لزوماً دال بر رد کمبود یکی از فاکتورهای سیستم مسیر داخلی انعقاد نیست. به‌خصوص زمانی که از معرف‌های دارای حساسیت پایین استفاده می‌شود. با توجه به این‌که افزایش میزان فاکتور ۸ (پروتئین فاز حاد) می‌تواند زمان aPTT را کوتاه کند، باید تفسیر aPTT در بیماری‌های التهابی با احتیاط انجام پذیرد.

غلظت هپارین (ml/واحد)	نتایج آزمون aPTT (ثانیه)
۰/۰	۳۲/۵
۰/۱	۳۸/۹
۰/۲	۴۱/۴
۰/۳	۴۶/۸
۰/۴	۵۴
۰/۵	۸۲/۵

جدول ۱. حساسیت معرف به غلظت‌های مختلف هپارین اضافه‌شده به مخلوط پلاسمای نرمال

### حساسیت به فاکتور ۸ و فیبرینوژن:

کرایو پور پلاسمای حاوی مقادیر خیلی کم فیبرینوژن، فاکتور ۸ و فون ویلبراند است، اما سایر فاکتورهای پلاسمایی را به حد کافی دارد. آزمایشگاه می‌تواند حساسیت نسبی معرف به فیبرینوژن و فاکتور ۸ را با اضافه کردن مقادیر مشخص از کرایو پور پلاسمای به مخلوط پلاسمای نرمال و انجام آزمون aPTT، تعیین کند. حساسیت یک سری ساخت معرف به کرایو پور پلاسمای در جدول ۲ آمده است.

Cryo Poor Plasma	APTT (seconds)
۱۰۰	۶۳/۵
۹۰	۵۲/۸
۸۰	۴۷/۷
۷۰	۴۵/۲
۶۰	۴۲/۸
۵۰	۴۰/۷
۴۰	۳۸/۵
۳۰	۳۶/۵
۲۰	۳۵
۱۰	۳۳/۵
۰	۳۲/۵

جدول ۲. حساسیت معرف به نسبت‌های مختلف کرایو پور پلاسمای اضافه‌شده به پول پلاسمای نرمال













مقایسه روش‌ها: در مقایسه انجام‌شده جهت ارزیابی معرف با یکی از متداول‌ترین معرف‌های فسفولیپیدی از یک شرکت دیگر نتایج زیر به دست آمد:

	aPTT Correlation
خطی بودن	$y = 1.0621x - 6.4146$ $R^2 = 0.9944$
ویژگی عملکردی	$y = 1.0113x + 1.5453$ $R^2 = 0.9974$

### نکات:

آزمایشگاه در برگه نتیجه آزمایش، به نحو مقتضی به پزشک اطلاع‌رسانی نماید که "جهت تعیین مقدار هپارین، فقط به نتیجه آزمایشگاه اکتفا نکند و با توجه به سوابق، علائم بالینی و نتیجه آزمایش، در خصوص دوز هپارین تصمیم‌گیری نماید".

هرگونه عدم انطباق در نتیجه آزمایش مستقیماً به بخش پشتیبانی شرکت اطلاع داده شود تا در اسرع وقت مشکل بررسی و راهنمایی لازم ارائه شود و یا در صورت نیاز کیت جدید جایگزین گردد.

	Box Content		Batch code
	Date of manufacture		Manufacturer
	Sufficient for		Do not Freeze
	Catalogue number		Consult instructions for use
	In vitro diagnostic device		Use by
	Non-sterile		Temperature limitation between 2 - 8 °C

شرکت زیست تولید رازی

ایران، کرمانشاه، شهرک صنعتی بیستون، خیابان دکتر محمد کرمانشاهی، مرکز زیست‌فناوری کاربردی.  
تلفن شرکت: +۹۸۸۳۳۷۱۰۸۳۷۶ ایمیل: [appliedbiocenter@gmail.com](mailto:appliedbiocenter@gmail.com)

سایت: [www.razibiotech.com](http://www.razibiotech.com)

تولید شده در شرکت دانش‌بنیان زیست تولید رازی